



Release Notes – Version 3.1.0.13

MODALIZER SDK - DICOM Toolkit

12 October 2021

HRZLTD-142 Add 2020 new DICOM SOP Classes

Add SOP Classes to storage sop classes that were added to 2020 standard version.

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.5.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.6.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.6.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.7.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.7.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.7.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.7.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.8.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.5
1.2.840.10008.75.71.74.71.71.711.76
1.2.840.10008.75.71.74.71.71.711.77
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.8
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.9
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.10
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.11
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.14.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.14.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.30
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.5
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.6
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.68.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.68.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.5
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.6
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.7
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.8
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.6
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.7
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.78.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.78.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.78.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.78.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.78.5
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.78.6
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.78.7
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.78.8



1.2.840.10008.5.1.4.1.1.79.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.80.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.81.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.82.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.34
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.35
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.68
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.69
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.70
1.2.840.10008.5.21.24.21.21.288.271
1.2.840.10008.5.21.24.21.21.288.272
1.2.840.10008.5.21.24.21.21.288.273
1.2.840.10008.5.21.24.21.21.288.274
1.2.840.10008.5.21.24.21.21.288.275
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.90.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.5
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.130
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.131
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.200.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.200.8
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.8
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.9
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.10
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.11
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.12
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.13
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.14
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.15
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.16
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.17
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.18
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.19
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.20
1.2.840.10008.5.1.4.34.7
1.2.840.10008.5.1.4.34.10